

血流スコープ

キャピラロスコピー (Capillaroscopy)

様々な業界の
ベストパートナー

医療業界
Medical

健康業界
Health

美容業界
Beauty

キャピラロ



TOKU CapiQaro

研究者のニーズから生まれた
目的別3モード搭載で
計測・ズーム対応の
血流スコープです。



本体取り外し可能




日本製
360,000円(税別)

株式会社 徳
Toku・Corporation

3モードで最適な観察映像


指先血流モード



手指先血流130倍



手指先血流510倍




頭皮血流510倍




足指血流510倍

肌・頭皮血流モード



顔の血流510倍



前腕血流130倍




歯肉血流510倍



舌血流130倍



唇血流130倍



ほくろ130倍

表皮・自然色モード




顔のキメ130倍



汗腺から汗130倍



頭皮の汚れ130倍



抜け毛毛根部510倍

※各観察動画サンプルにつきましては当社ホームページ <https://toku-inc.co.jp>又は、当社宛てにお問い合わせください。

あらゆる業界・業種のさまざまなシーンで活躍する TOKU Capiaro

医療業界	膠原病(強皮症)、糖尿、高血圧の実証機器(治療・試験用の機器)	大学・大学院・付属病院・クリニック・民間研究機関
健康業界	(手指、足指、皮下)血管・血流観察	健康食品(サプリメント・漢方)健康機器(各種医療器・水素酸素・繊維類)
美容業界	(肌・頭皮・上腕内側等の血流)美肌・毛髪頭皮観察	エステサロン、美容サロン、化粧品・育毛剤メーカー
その他	医師、薬局、保健所	歯科医院、薬局、動物病院、整体・接骨院、保健所、健康保険組合

TOKU Capiaroの特徴

無採血の安心チェック

採血なし、安心して血流観察ができます。

最新型の専用架台(特許出願中)

XYZ方向に位置調整が可能で、手を動かす必要がなくなり、手振れ防止機能により解析精度が高まりました。

高精細・軽量・コンパクト

従来機と比べ画素数が2倍以上、最大510xズームが可能となり、解析精度が更にUPしました。本体重量はわずか110g。より細くコンパクトになり、ハンディー操作で全部位の観察に対応できます。

業界初!3モード機能搭載

- 1 指先血流モード
- 2 肌・頭皮血流モード
- 3 表皮・自然色モード

ソフト部

マイクロスコープ映像撮影表示ソフト

動画・静止画の記録保存。全画面・2画面同時動画比較が可能で、Before&Afterが一目瞭然!

スケールバー表示・2点間の距離測定

計測に便利なスケールバーを画面に表示でき、2点間の距離も計測できます。

Windows対応

Windowsに対応し、USB3.0接続によりPCの画面で観察可能となりました。専用モニターやAC電源は不要です。

仕様

型 式	卓上据置型(本体のみハンディタイプ)
映 像 信 号	デジタル CMOSカラー方式
モ ー ド 搭 載	3モード(指血流/肌・頭皮血流/表皮・自然色)
画 素 数	130万画素
倍 率	130x~510xズーム
画 面	全画面・2画面表示 同時動画比較可能
計 測	寸法計測(2点間)・スケールバー表示
映 像 出 力	USB3.0映像出力
照 明 方 式	高輝度LEDによる直接照明
電 源	USBから供給
消 費 電 力	1.6W以下
本 体 サ イ ズ	70mm(横)×120mm(縦)×65mm(高さ) XYZ方向に位置調整 手振れ防止機能付
架 台 サ イ ズ	φ30(外径)×90(長さ)mm
本 体 重 量	本体110g(総重量263g)
付 属 品	アタッチメント、延長ケーブル

2画面同時動画比較可能

撮影した動画や静止画を記録保存し、全画面・左右2画面に表示することが可能です。血流動画を同時に再生できるので、Before&Afterの比較が容易にできます。動画はAVI・MPEG4、静止画はJPEG・PNG形式で保存可能です。

サプライ品 各3,000円(税別)	指先用 5本入りセット	肌用 4本入りセット	頭皮用 3本入りセット	毛細血管 観察シート 100枚入り
----------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------------

※本機は医療機器ではありません。診断行為はしないでください。
※このカタログに掲載の商品は、改良のため予告なく変更することがあります。

日本製

株式会社 徳
Toku Corporation

■TOKU・キャピラロ 製造販売元
〒111-0022 東京都台東区清川1-7-6
[TEL] 03(6802)0655
[FAX] 03(6802)0545
[E-mail] toku@toku-inc.co.jp
[URL] <https://toku-inc.co.jp>

お問い合わせは

注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明」をよくお読みください。