

工業的に

# 御社の菌を、“高品質培養”します。

50年以上に渡る医薬品製造実績。徹底的な清浄度管理設備、体制を構築しています。  
コンタミネーションを最大限抑え、御社の菌を高品質培養できます。

- ①御社が保有されている菌を、培養受託致します。 \*出来高は菌種や培養条件によって異なります。
- ②生菌の他、死菌も可能です。
- ③御社の菌を食品、健康食品に応用展開する開発ご提案もできます。

## 対応菌種

(一例)

医薬品、食品、畜産用に、50年以上製造しています。

- ・バチルス菌
- ・乳酸菌 (ラクトバチルス、エンテロコッカス)
- ・ビフィズス菌 など

- 生菌、死菌
- 芽胞菌、無芽胞菌
- 好気性菌、嫌気性菌

※遺伝子組換え菌の培養には条件があります  
※感染性・病原性の疑いのある微生物はお引受けできません

## 製造設備

### 培養タンク


実機：5,000 L、  
1,000 L

試作用：30 L ~ 1 L

### 乾燥方法

- ・スプレードライ (SD)
- ・凍結乾燥 (FD)

## 受託培養の流れ



上記は一例です。価格、製造方法、最終製品形態などの詳細につきましては、お気軽にご相談ください。



## 東亜薬品工業株式会社

ヘルスケア製品部

〒151-0073

東京都渋谷区笹塚 2-1-11

TEL : 03-3375-0511

FAX : 03-3375-0539

E-mail : [info@toabio.co.jp](mailto:info@toabio.co.jp)

HP : <http://www.toabio.co.jp/>

2020年6月現在